



LINHA FIXADORES **CLICKFIX**

Taimin 

LINHA FIXADORES CLICKFIX

A linha Click Fix é composta por uma gama de fixadores modulares, mini e híbrido, para estabilização dos segmentos ósseos em uma ampla variedade de indicações, incluindo fraturas, distrações conjuntas e correções angulares.



CLICKFIX ÓSSOS LONGOS

FIXADOR DINÂMICO ARTICULADO



- Variedade de clamps
- Permite carga progressiva na fratura

3 opções de tamanho:

- 20122 – Fixador ClickFix Curto, 244x35mm
- 20121 – Fixador ClickFix Padrão, 264x35mm
- 20120 - Fixador ClickFix Padrão Longo, 304x35mm

Conexões Ball Joint e corpo telescópico para facilitar a redução da fratura.

Corpo Central Locking Nut Permite a liberação de carga progressiva, facilita o micromovimento cíclico que funciona como mecanismo anti-colapso aumentando assim a formação de calo ósseo.

COMPONENTES DO FIXADOR



20134TM **Clamp ClickFix com duplo** **acoplamento**

Possibilita a conexão de duas unidades D.A.F ou Click fix ossos longos em série. Normalmente usado para luxação central do quadril.



20124TM **Clamp T ClickFix**

Permite que os parafusos sejam inseridos em um plano perpendicular ao eixo diafisário do osso central do quadril.



20129TM **Clamp ClickFix Metafisário**

Consiste em um componente horizontal e vertical, para a introdução do pino de shanz no eixo epifisário e meta-diafisário do osso, nos casos em que o espaço é limitado.



20131TM **Cabeçal Trauma Garches**

Pode ser usado para alongamento, correção angular ou a combinação dos dois. A correção angular imediata também é possível.

CLICK FIX - COTOVELO



Mobilização precoce em fraturas e fraturas-luxações da articulação do cotovelo.

Mecanismo externo para distração e compressão para ligamentotaxia.

Guias que permitem exato posicionamento do aparelho no centro de rotação do cotovelo.

Flexão e extensão precoces bem tolerado pelo paciente Extensão de Cotovelo.

Indicações:

- Fraturas / luxações
- Rigidez pós-traumática
- Tratamento de cotovelos rígidos



Códigos	Especificações
30120TM	Fixador ClickFix para Cotovelo
20130TM	Extensão de Cotovelo ClickFix
10143TM	Unidade ClickFix CD Padrão
30128TM	Compressor distrator unidade espaçadora (1 par)

CLICKFIX - PUNHO

Fixador estável, leve e articulado, permite redução da fratura em todos os planos.

Corpotelescópico radiotransparente

Intuitivo e prático para visualização da fratura no rx.



Modelo de baixo perfil

Maior contorno para os pacientes.

Formato da articulação esférica

Grande estabilidade e ótima manipulação para auxiliar na redução anatômica.

Códigos	Especificações
50120TM	Fixador Clickfix dinâmico para punho 218 x 32 x 16 mm
50121TM	Fixador Clickfix dinâmico para punho com modulo CD 218 x 32 x 16 mm
50122TM	Fixador Clickfix dinâmico para fratura extra-articulares para osteotomias de punho. 178 x 16 x 14 x 7 mm
50131TM	Clamp para fixador dinâmico de ulna 125 x 20 x 30 x 4 mm

CLICKFIX - MINI - MÃO E PÉ (Falanges, Metacarpo e Metatarso)

Fixação Segura das Fraturas

Articulações livres para se mover.

Minimamente invasivo

Inserção percutânea dos fios.



Versatilidade

O design do clamp permite a escolha do posicionamento do fio no mesmo grampo (convergente ou paralelo).

Indicações:

- Fraturas, não-uniões assépticas e infectadas
- Osteotomia corretiva
- Alongamento
- Reimplantação
- Correção de tecido macio

Códigos	Especificações
60130TM	Mini Fixador ClickFix Curto
60131TM	Mini Fixador ClickFix Padrão
60132TM	Mini Fixador ClickFix Longo
60136TM	Mini Fixador ClickFix para Compressão e Distração
60135TM	Mini Fixador ClickFix Clamp de Bloqueio
60140TM	Mini Fixador ClickFix Curto Comp. Espaçador de 80mm
60141TM	Mini Fixador ClickFix Padrão Comp. Espaçador de 100mm
60142TM	Mini Fixador ClickFix Longo Comp. Espaçador de 120mm
60120TM	Fixador ClickFix Mini Longo
60121TM	Fixador ClickFix Mini Padrão
60122TM	FixadorClickFix Mini Curto

CLICK FIX – MINI RAIL – MÃO – PÉ (Falanges, Metacarpo, Metatarso e Antebraço de criança)

O sistema de suporte permite um leque de movimentos nas articulações durante o tratamento.

O fixador Minirail é articulado para permitir o ajuste em acesso horizontal ou vertical.



Indicações:

- Fraturas
- Correções de deformidades
- Correções angulares
- Deslocamento articular
- Transporte
- Alongamento ósseo



Opção de 3 tamanhos de trilho para alongamento.

IMPLANTES

Códigos	Especificações
70121TM	Fixador ClickFix Articulado Mini (Eixo Vertical)
70120TM	Fixador ClickFix Articulado Mini (Eixo Horizontal)
70122TM	Fixador ClickFix Articulado Mini (Eixo Multiplanar)
71120TM	Fixador ClickFix Mini Trilho Longo (173,6 x 10 x 20)
71121TM	Fixador ClickFix Mini Trilho Padrão (95,6 x 10 x 20)
71122TM	Fixador ClickFix Mini Trilho Curto (70,6 x 10 x 20)
71123TM	Clamp-T para Minirail

FIXADOR CLICKFIX CALCÂNEO

Design unilateral, pequeno mais confortável do que o fixador circular.

Altamente versátil com capacidade de rotação e distração integrada.

Design único para pé direito e esquerdo.



Códigos	Especificações
70125TM	Fixador ClickFix Mini para Calcâneo

*Não estéril

CLICK FIX - PELVES

Aplicação anterior

Fixador curto: Dois sistemas de união ajustáveis. Adapta-se facilmente as dimensões da pelve. Clamps em T, para pinos paralelos.



Aplicação na crista ilíaca

Fixador longo: Clamps retos /módulos articulados. Permite a colocação de pinos paralelos.

Indicações:

- Permite a estabilização emergencial completa do quadril, permitindo a estabilização antes da fixação definitiva.
- Estabilização definitiva da ruptura anterior (lesões do tipo livro aberto).

Códigos	Especificações
80120TM	Fixador ClickFix Pélvico em T
80121TM	Fixador ClickFix Pélvico Médio
10143TM	Fixador ClickFix Longo Bacia

CLICKFIX PERTROCANTÉRICO – FÊMUR PROXIMAL

Indicação:

- Fraturas intertrocântéricas do quadril

Benefícios:

- Incisão mínima
- Tempo operatório reduzido
- Dor reduzida
- Taxas reduzidas de transfusão de sangue
- Ângulo da haste do pescoço mantido durante a consolidação óssea
- Deambulação precoce
- Reparo de fratura minimamente invasivo



Código

90120TM

*não estéril

FIXADOR CLICFIX RÁDIO-TRANSPARENTE PARA TÍBIA

- Um único fixador para fraturas metafisárias e diafisárias.
- Fixação estável (mesmo em segmentos ósseos curtos) alcançada através de posições convergentes e/ou triangulares do parafuso
- Braçadeiras de parafuso suplementares opcionais.
- Múltiplas possibilidades de fixação de parafusos ósseos com o mesmo clamp.



Códigos	Especificações
96510TM	Fixador ClicFix Rádio - Transparente para Tíbia Longo
96520TM	Fixador ClicFix Rádio - Transparente para Tíbia Curto

Material: Peek

Acompanha instrumental ClickFix – Ossos Longos

FIXADOR CLICFIX RÁDIO-TRANSPARENTE PARA TORNOZELO

- Especialmente projetado para fraturas do pilão tibial, permite o movimento articular precoce.

As juntas esféricas permitem a correção de até 22 graus da posição reta, em qualquer direção, com o fixador no lugar.

- Um instrumento para travamento
Destravamento do fixador



Códigos	Especificações
97510TM	Fixador ClickFix Radio -Transparente para Tornozelo Longo
97520TM	Fixador ClickFix Rádio -Transparente para Tornozelo Curto

Material: Peek

Acompanha instrumental ClickFix – Ossos Longos

FIXADOR CLICFIX RÁDIO-TRANSPARENTE PARA PUNHO

Indicação:

- Fraturas do radio distal
- Unidade de distração de compressão para redução precisa.
- Corpo radiotransparente telescópico.
- Quadro leve e de baixo perfil.
- Convenientemente embalado com instrumentação em um kit estéril. Pronto para usar.



Códigos	Especificações
93500TM	Fixador externo estéril para punho Clickfix Taimin
	Dimensões: 322 x 168 x 35 mm

COMPONENTES DO KIT

Códigos	Especificações
50726TM	Chave T
50721TM	Unidade de compressão e distração
50722TM	Chave Allen
50724TM	Broca 2,7 mm
50728TM	Parafuso autoperfurante 4 x 80 mm
50727TM	Parafuso autoperfurante 4 x 70 mm
50725TM	Guia de parafuso
50723TM	Guia de broca

Taimin[®]
www.taimin.com.br

Redes Sociais:



Rua Gualaxo, 41 - Sala 1 - Aclimação
CEP: 01533-020 - São Paulo-SP - Brasil
Tel.: (11) 3372-6060