



LINHA FIXADORES **ALONGFIX** ADULTO

Taimin 

ALONGAMENTO E TRANSPORTE ÓSSEO (ADULTO E INFANTIL)

O fixador Along fix é um sistema monolateral que utiliza a distração do calo para prolongamento de ossos em grande variedade de procedimentos, que incluem transporte ósseo, compressão e distração simultânea em diferentes lugares, prolongamento monofocal, prolongamento bifocal e correção de deformidades com encurtamento.



Códigos	Especificações
10120TM	Longa 40 cm
10121TM	Padrão 30cm
10122TM	Curto 23 cm
10123TM	Extra curto 12 cm

CLAMPS PARA CORREÇÃO IMEDIATA E GRADUAL

Correção de deformidades aguda e gradual



Clamp Along Fix LRS Giratório (Swivelling)

- Para correção imediata ou gradual no plano dos parafusos ósseos.

Códigos

10127TM

Clamp-T AlongFix LRS

- Para correção gradual das deformidades metafisárias.

Códigos

10129TM




Clamp AlongFix Multiplanar LRS

- Conecta-se a qualquer extremidade do trilho para:
- Correção gradual angular e translacional das deformidades diafisárias.
- Correção em qualquer plano desejado.

Códigos

10128TM

TEMPLATES PARA CORREÇÃO AGUDA



Template Clamp T de correção aguda

- Deformidades metafisárias da tíbia e fêmur

Códigos

17702TM

Template Clamp reto para correção aguda

- Deformidades diafisária da tíbia e fêmur

Códigos

17703TM



Template com Clamp T para correção aguda

- Deformidades metafisárias da tíbia e fêmur distal.

Códigos

17704TM

Template Rotacional

- Escala gradual
- Três tamanhos de raios (60mm, 100mm, 130mm)

Códigos	Tamanhos
17701TM	60mm
17705TM	100mm
17706TM	130mm



BOX INSTRUMENTAIS

Códigos	Especificações
10760TM	Guia de Pino 60mm
10810TM	Guia de Pino 100mm
10860TM	Guia de Pino 160mm
10775TM	Guia de Fio $\Phi 2 \times 75$ mm
10815TM	Guia de Fio $\Phi 2 \times 115$ mm
10840TM	Camisa de Broca $\Phi 3.2 \times 40$ mm
10880TM	Camisa de Broca $\Phi 3.2 \times 80$ mm
10940TM	Camisa de Broca $\Phi 4.8 \times 40$ mm
10980TM	Camisa de Broca $\Phi 4.8 \times 80$ mm
10988TM	Camisa de Broca $\Phi 4.8 \times 140$ mm
45000TM	Martelo
50115TM	Tapered Trocar
10032TM	Stop de Perfuração $\Phi 3.2$ mm
10048TM	Stop de Perfuração $\Phi 4.8$ mm
49322TM	Broca $\Phi 3.2 \times 200$ mm
48240TM	Broca $\Phi 4.8 \times 240$ mm
48280TM	Broca $\Phi 4.8 \times 280$ mm
49200TM	Broca Canulada $\Phi 3.2 \times 200$ mm
50280TM	Broca Canulada $\Phi 4.8 \times 280$ mm
10019TM	Chave T
20006TM	Chave com Torquímetro 6mm
20005TM	Chave com Torquímetro 5mm

BOX IMPLANTES

Códigos	Especificações
10013TM	Chave Allen $\Phi 3.0$ mm
10015TM	Chave Allen $\Phi 5$ mm
10016TM	Chave Allen $\Phi 6.0$ mm
10014TM	Chave Allen $\Phi 4$ mm Template Clamp . Reto
17708TM	Template Clamp T .
17720TM	Template com acoplamento Balljoint
17721TM	Template Clamp Giratório
17700TM	Templante Clamp em T
17701TM	Template Rotacional raio de 60mm
17705TM	Template Rotacional . raio 100mm
17706TM	Template Rotacional . raio 130mm
17703TM	Template Clamp reto para correção aguda
17704TM	Template com Clamp T para correção aguda
17702TM	Template Clamp T de correção aguda
20123TM	Clamp ClickFix Reto
20124TM	Clamp T ClickFix
20126TM	Clamp ClickFix Torbay
20149TM	Bucha
20150TM	Pino Excêntrico
10126TM	Clamp AlongFix em T
20125TM	Acoplador AlongFix Ball-joint
10127TM	Clamp AlongFix Giratório
10128TM	Clamp AlongFix Multiplanar
17709	Template Clamp Multiplanar
10125TM	Clamp AlongFix Reto Central LRS

BOX IMPLANTES

10129TM	Clamp T AlongFix LRS
10134TM	Acoplador AlongFix Articulado
10135TM	Clamp AlongFix LRS com Unidade CD anexa
10136TM	Clamp em T AlongFix com acoplamento
10148TM	Unidade Garches CD AlongFix Padrão
10149TM	Unidade Garches CD AlongFix Longo
10120TM	Fixador AlongFix Adulto Longo
10121TM	Fixador AlongFix Adulto Padrão
10122TM	Fixador AlongFix Adulto Curto
10123TM	Fixador AlongFix Adulto Extra-Curto

Reg Anvisa: 80082910198, 80082910199, 80082910170, 80082910162, 80082910161, 8008291172, 8008291201, 80082910198, 80082910199, 80082910170, 80082910162



Redes Sociais:



Alameda Santos, 415 - 8º andar - cj. 81
Cerqueira Cesar - CEP: 01419-000 - São Paulo-SP - Brasil
Tel.: (11) 3372-6060