

CLIP DE TITÂNIO

TAIMIN



Eficiência

- Portfólio completo para todas as necessidades da cirurgia aberta e laparoscópica.
- Nossos aplicadores são projetados para fornecer retenção superior e ligadura eficiente.


Performance

- Arquitetura dos cliques possui sulcos transversais projetados para fixação segura.
- Maior resistência a desarticulação de sua formação.

TAMANHOS E REFERÊNCIAS

CLIPS IMPLANTÁVEIS

Referência	Cor	Dimensões
CTU 01	Azul Pequeno 	Largura: 6,60mm Altura: 1,27mm Espessura: 0,50mm
CTU 02	Branco Médio 	Largura: 9,65mm Altura: 2,60mm Espessura: 0,75mm
CTU 03	Verde Médio-Grande 	Largura: 14,20mm Altura: 5,82mm Espessura: 1,10mm
CT 400	Laranja Grande 	Largura: 15,5mm Altura: 12,5mm Espessura: 1,19mm



O Clipe de Titânio restringe-se ao uso com aplicadores Taimin. Consulte medidas.

	Código	Utilização	Indicido para Clipe Taimin	Características
Clipadoras Laparoscópicas 	101.001P	Vídeo	CTU 01 - Pequeno	05 x 360mm - Simples Ação
	101.001PL	Vídeo	CTU 01 - Pequeno	05 x 420mm - Simples Ação
	104.001	Vídeo	CTU 02 - Médio	05 x 360mm - Simples Ação
	101.001M	Vídeo	CTU 03 - Médio Grande	10 x 360mm - Simples Ação
	101.001ML	Vídeo	CTU 03 - Médio Grande	10 x 420mm - Simples Ação
	101.111	Vídeo	CTU 03 - Médio Grande	10 x 360mm - Dupla Ação
	101.001G	Vídeo	CT 400 - Grande	10 x 360mm - Simples Ação
	101.001GL	Vídeo	CT 400 - Grande	10 x 420mm - Simples Ação
	101.001A	Vídeo	CT 400 - Grande	10 x 360mm - Dupla Ação
Clipadoras Convencionais 	Código	Utilização	Indicido para Clipe Taimin	Características
	101.920P	Aberta	CTU 01 - Pequeno	250mm
	101.920M	Aberta	CTU 02 - Médio	250mm
	101.920ML	Aberta	CTU 03 - Médio Grande	250mm
	101.920L	Aberta	CT 400 - Grande	250mm

Alameda Santos, 415 - 8º andar - cj. 81
Cerqueira César - CEP: 01419-000 - São Paulo-SP

Taimin
www.taimin.com.br

Redes Sociais:
f in
(11) 3372-6060

A Cienlabor Ind. e Com. Ltda. reserva o direito de modificar ou substituir os termos do catálogo a qualquer momento sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.