

MANIPULADOR UTERINO

TAIMIN

O Manipulador Uterino Taimin foi desenvolvido para ser utilizado durante procedimentos ginecológicos que necessitem manipulação ou retração do colo do útero, para oclusões laparoscópicas, laparoscopia diagnóstica e cirúrgicas.

É também um injetor intrauterino eficiente, que sela efetivamente o canal cervical interno do fluxo reverso cervical de fluídos, durante injeção através do lúmen central do dispositivo.



- Proporciona uma cirurgia mais rápida e confortável.
- Menor desconforto no pós-operatório para o paciente.
- Menor tempo de recuperação.

Taimin 

COMODIDADE E SEGURANÇA

O Manipulador Uterino Taimin promove uma clara visibilidade do campo operatório proporcionando um procedimento mais seguro.




Tabela comparativa

Tamanho	Código	
S - 33x355 mm	MA05001	
M - 35x355 mm	MA05002	
L - 38x355 mm	MA05003	
XL - 41x355 mm	MA05004	

Reg. ANVISA 80082910216